

Négatoscope sans variateur, 5 plages Ref. SOC-GEU-821105



Négatoscope sans variateur, 5 plages :

- Lampe type lumière du jour,
- éclairage de chaque plage indépendant,
- 1 interrupteur par plage,
- interrupteur bipolaire étanche,
- fusibles de sécurité bipolaires,
- cordon indépendant du coffret.
- CE électrique et électromagnétique
- plage utile (L x l): 2 000 x 425 mm



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration