

Paravent plombé

Réf. SOC-501000



Panneau simple fait de revêtement plaqué blanc avec revêtement en plomb dont la doublure est faite à base d'acier. Il est monté sur roulettes pivotantes avec des freins pour un déplacement facile (mobile) ou alors il peut être fixe et sans roulettes. Il possède une fenêtre d'observation de 30 x 40cm.

- Dimensions: 215(L) x 31(H) x 113(P) cm
- Volume: 0,7531 cm³
- Poids: 178 kg
- Plomb équivalent de 2.0 mm Pb.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration