

Paravent plombé triple protection

Réf. SOC-503000



Panneau à trois faces dont celle du milieu possède une fenêtre d'observation de 30 x 40cm. Il est fait de revêtement plaqué blanc avec revêtement en plomb dont la doublure est faite à base d'acier. Une section centrale plus deux ailes de panneaux latéraux réglables fixes avec charnières de rayonnement. Il est monté sur roulettes pivotantes avec des freins pour un déplacement facile (mobile) ou fixe et sans roulettes.

- Dimensions: 224(L) x 50(H) x 113(P) cm.
- Panneau central de 80 x 200 cm (w/h).
- Deux ailes de panneaux latéraux de 60 x 200 cm (w/h) chacun.
- Plomb équivalent de 2.0 mm Pb.
- Volume: 1,2656 cm³.
- Poids: 276 kg.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration