

Appui de tête pour enfant Réf. SOC-730321



Il permet de maintenir le patient allongé sur le ventre avec confort, sûreté et soin afin d'effectuer la radiographie. Il est fabriqué à base de polyester cellulaire pour faciliter son nettoyage et sa désinfection.

- Dimensions: 21(L) x 7(H) x 20(P) cm
- Volume: 0,0029 cm³
- Poids: 0,08 kg



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration