

Appui de tête pour enfant Réf. SOC-730331



Il permet de maintenir le patient allongé sur le côté (gauche ou droit) avec confort, sûreté et soin afin d'effectuer la radiographie. Il est fabriqué à base de polyester cellulaire pour faciliter son nettoyage et sa désinfection.

- Dimensions: 35(L) x 8(H) x 27(P) cm
- Volume: 0,0076 cm³
- Poids: 0,08 kg



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration