

Armoire à médicaments avec parties en acier inoxydable, Modèle AD-213/A



L'armoire à médicament AD-213/A en vente chez SOCIMED, est équipée de portes vitrées faites en couches d'acier (0.9 mm). Le reste de l'armoire à l'exception du plateau est fait de 0.8 mm d'acier. Il dispose de deux systèmes de verrouillage espagnolette. Les vitrines sont conçues à base d'un verre d'une épaisseur de 4 mm. Quant-aux étagères, elles sont ajustables et fabriquées avec 6 mm de verres broyés. Le placard en dessous de l'armoire a une seule étagère. Des roulettes de 50 x 30 mm permettent de déplacer l'armoire.

Mensurations : 30 x 50 x 90 x 174 H CM



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration