

# S+cimed

Le matériel médical c'est nous

LIT POUR PATIENT EN SOINS  
INTENSIFS (LIT I.C.U. A 4  
MOTEURS) AVEC TABLEAU DE  
COMMANDE D'INFIRMIERE

**LIT POUR PATIENT EN SOINS INTENSIFS (LIT I.C.U. A 4  
MOTEURS) AVEC TABLEAU DE COMMANDE D'INFIRMIERE  
Modèle AD-1560**



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

**Socimed Sarl**, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,  
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663  
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

## Caractéristiques du lit pour patient en soins intensifs (lit I.C.U. à 4 moteurs) avec tableau de commande d'infirmière

Le lit pour patients AD-1560 distribué par SOCIMED possède Quatre moteurs d'origine européenne (Deux colonnes de base), et il est doté de fonctions Trendelenburg plat-inversé, positionnement vasculaire, cardiaque et Fowler contrôlés par une télécommande latérale et un tableau de commande d'infirmière avec système de verrouillage.

Les fonctions Trendelenburg et anti-Trendelenburg sont active à partir 20-22 cm (minimum).

Il existe un système de verrouillage du tableau de commande destiné à l'infirmière ; situé au pied du lit ; pour permettre au tableau de commande du patient d'être inactif en cas de besoin.

La plateforme du lit se subdivise en quatre pièces de revêtement ABS, la partie arrière a une dimension de 75 cm, le siège : 20 cm, la hanche : 40 cm, la jambe : 50 cm.

Les Manches en ABS sont facilement démontables de même que les pièces de pied fournis (hauteur > 35-40 cm), et les diapositives radiographiques incluses dans la partie arrière.

Il possède quatre barres latérales en plastiques et démontables - Hauteur : 35-40 cm.

Charge maximale : 180 - 300 Kg.

La partie basse du lit a un revêtement en plastique et la plateforme du matelas a un revêtement poudré.

Roulettes de 125 mm de diamètre, direction et système de verrouillage central disponible.

Batterie sans fil avec alarme pour information sur le statut.

Il existe aux quatre coins du lit, un dispositif d'installation pour le pied à sérum. Le lit est livré avec une barre de sérum.

**Dimensions globales : 93 x 218 cm**

**Dimensions du cadre : 83 x 191 cm**

**Hauteur réglable : 44-85 cm**



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration