

S+cimed

Le matériel médical c'est nous

LIT REGLABLE A DOUBLE
MANIVELLE, AVEC
FONCTIONS TRENDELENBURG

**LIT REGLABLE A DOUBLE MANIVELLE, AVEC FONCTIONS
TRENDELENBURG
Modèle AD-183/D**



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

Caractéristiques du lit réglable à double manivelle, avec fonctions Trendelenburg Modèle AD-183/D

La tête et le pied de lit sont réglables manuellement grâce à deux manivelles situées au pied du lit. Fabriqué à partir de tubes carrés. Il est doté des fonctions de proclive (trendelenburg) et de déclive (trendelenburg inversé) ; Faits à partir de douilles d'aluminium, ses barres latérales en plaquées de chrome sont coulissables . Les panneaux de tête et de pied du lit quant-à eux sont amovibles. Les parties en bois sont faites en aggloméré recouvert de formica. Le cadre du matelas est scindé en 4 parties et l'intérieur est constitué d'un treillis de 5 mm en barres de fer. Selon votre choix, une feuille perforée de fer peut également être utilisée. Chaque rebord est constitué d'un dispositif de fixation de pied à sérum. Il est doté de roulettes de 125 mm, dont 2 avec des freins et 2 autres sans freins.

*Crochet orthopédique en option.

Dimensions du matelas : 90 x 190 cm

Mesures des points d'extrémité du châssis : 101 x 208 cm

Hauteur du cadre : 50 cm



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration