

Lit médical ajustable des deux côtés, Modèle AD-179



Le lit médical AD-179 distribué par SOCIMED est doté de deux manivelles qui permettent l'ajustement manuel de ses pieds et de sa tête. Il est constitué de tuyaux carrés et de cornières en fer. AD - 179 a l'extrême avantage de pouvoir s'utiliser en position de Trendelenburg. Il dispose de rails latéraux recouverts de chrome capables d'être déplacés de haut en bas. Il est également à noter que la partie visible de la tête et les panneaux des pieds sont recouverts de formica. Le cadre réservé au matelas se subdivise en trois parties dont l'une (la partie interne) est en treillis. On peut y poser, au choix, une feuille de fer perforée. Aux quatre coins, se trouvent des cavités où peut aisément être inséré le pied de sérum fourni avec le lit. Ce lit est aussi équipé de quatre roulettes de 125 mm chacune. Deux d'entre elles ont des freins, tandis que les deux autres n'en ont pas. Le choix de couleur est optionnel, tandis que celui des dimensions dépend de la quantité disponible en stock.

Dimensions du matelas : 90 x 190 cm

Dimensions de cadre aux extrémités : 100 x 206 cm

Taille du cadre : 56 cm



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration