

Lit orthopédique ajustable sur roulettes, Modèle AD-181/A4



Le lit orthopédique ajustable AD-181/A4 est équipé d'une manivelle qui permet l'ajustement manuel de sa tête et de ses pieds. Il est structuré en tiges de fer. Son sommier subdivisé en quatre parties est fait de fils de fer et de ressorts. Aux quatre angles de ce sommier, existe un dispositif de fixation pour pied à sérum. Un support orthopédique (27 x 2.6 cm) est fixé sur une barre en nickel chromée.

Quatre roulettes de 125 mm de diamètre chacune assurent la mobilité du lit. Deux sont dotées de freins, tandis que les deux autres n'en n'ont pas.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration