

Lit orthopédique, Modèle AD-181/A



Le lit orthopédique AD-181/A en vente chez SOCIMED dispose d'une manivelle qui permet l'ajustement manuel de sa tête et de ses pieds. Son sommier fait de fils de fer et de ressorts se subdivise en quatre parties. On peut, selon la préférence de l'acquéreur, le recouvrir d'une feuille de métal. Aux quatre angles du sommier se trouve un dispositif de fixation pour tige de sérum. Ce lit possède également un dispositif de fixation de potence et un piétement permettant l'adaptation des roulettes.

Taille du lit : 88 x 90 cm

Dimensions externes : 88x 227 cm

Hauteur du tube orthopédique : 210 cm



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration