

Table d'examen gynécologique, Modèle AD -203



La table d'examen gynécologique modèle AD-203, en vente chez SOCIMED a un profil en forme de tubes carré. Son dossier, ses portes-jambes et son siège sont des parties mobiles. La table d'examen gynécologique, modèle AD-203, est revêtue de cuir synthétique et repose sur un châssis en hêtre blanc séché. Elle peut être mise en position de Trendelenburg. Les sièges sont coulissants, c'est-à-dire qu'ils peuvent être basculés vers l'avant ou vers l'arrière. Les deux parties : le châssis et la chaise gynécologique, disposent chacune d'un manche de soutien. La partie interne de la chaise en fonte d'aluminium est recouverte de caoutchouc enrobé de cuir méticuleux. Il est aussi à noter que cette chaise possède deux étriers.

Longueur du matelas : 168 cm

Largeur d'assise : 50 cm

Hauteur d'assise : 87 cm

Les dimensions extérieures : 125 x 76 x 147 (h) cm



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration