

# Table de réanimation pédiatrique néonatale

SOCI  
MED

CE



ISO  
9001



ISO  
13485

## Table de réanimation pédiatrique néonatale

### BRÈVE INTRODUCTION

Cette table de réanimation néo-natale spécialement conçue pour la réanimation de bébé, cette table regroupe toutes les options nécessaires sous une simplicité remarquable.



*Leader de la distribution du matériel médical*

SOCI  
MED

**SOCI  
MED**

10 Avenue du colonel Rol Tanguy  
Z.A.C. du Bois Moussay  
93240 Stains, France

Tel: 0033(0)149988672 Fax: 0033(0)155931257 [socimed@socimed.com](mailto:socimed@socimed.com)



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Température contrôlée par microordinateur  
- avec connecteur RS232
- Stand électronique
- Puissance de chauffe ajustée manuellement  
Ou automatiquement
- Température ambiante – température corporelle -  
temps enregistrés sous différentes fenêtres
- Radiateur à infrarouge
- Plateau X-Ray sous le berceau
- Indicateur erreur de température ou de puissance
- Berceau ajusté sans accoup
- Alarme déviation température
- Radiateur ajusté horizontalement dans deux  
Voies
- Berceau ajusté sans à coup
- Réanimation néo-natale
- Fixateur de chaleur
- Lampe photothérapie
- Indicateur de temps
- Indicateur de température
- Poteau et étagères