

Table de réanimation pédiatrique néonatale

SOCI
MED

CE



ISO
9001



ISO
13485

Table de réanimation pédiatrique néonatale

BRÈVE INTRODUCTION

Cette table de réanimation néo-natale spécialement conçue pour la réanimation de bébé, cette table regroupe toutes les options nécessaires sous une simplicité remarquable.



Leader de la distribution du matériel médical

SOCI
MED

**SOCI
MED**

10 Avenue du colonel Rol Tanguy
Z.A.C. du Bois Moussay
93240 Stains, France

Tel: 0033(0)149988672 Fax: 0033(0)155931257 socimed@socimed.com



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Température contrôlée par microordinateur
- avec connecteur RS232
- Stand électronique
- Puissance de chauffe ajustée manuellement ou automatiquement
- Température ambiante – température corporelle - temps enregistrés sous différentes fenêtres
- Radiateur à infrarouge
- Plateau X-Ray sous le berceau
- Indicateur erreur de température ou de puissance
- Berceau ajusté sans accoup
- Alarme déviation température
- Radiateur ajusté horizontalement dans deux Voies
- Berceau ajusté sans à coup
- Inspirateur oxygène
- Aspirateur pression
- Réanimation néo-natale
- Fixateur de chaleur
- Lampe photothérapie
- Indicateur de temps
- Indicateur de température
- Poteau et étagères