

Table de réanimation, Modèle HKN-2001

SOCI
MED

CE



TUV
ISO
9001

TUV
ISO
13485

Leader de la distribution du matériel médical

Présentation générale



SOCI
MED

10 Avenue du colonel Rol Tanguy
Z.A.C. du Bois Moussay
93240 Stains, France

Tel: 0033(0)149988672 Fax: 0033(0)155931257 socimed@socimed.com

Table de réanimation, Modèle HKN-2001

SOCI
MED

CE



Description courte :

La table de réanimation distribuée par SOCIMED est une table chauffante, ce qui explique sa forme. Elle est constituée d'un plan sur lequel est posé le matelas, surplombé par une rampe chauffante.

Elle permet de réaliser des soins indispensables au bébé, en autorisant un accès permanent à toutes les parties de son corps, sans que le bébé ne risque de se refroidir. L'équipe médicale peut le soigner, effectuer des gestes d'urgence si nécessaire et le surveiller à tout moment.

- ✚ Il est commandé par micro-ordinateur et le réglage de la température se fait automatiquement ou manuellement (en option).
- ✚ Les lampes chauffantes en céramique placées sur l'avant et le dos du radiateur fournissent uniformément la lumière pour le lit entier.
- ✚ Le matelas colloïdal chauffant est doux et confortable, la température étant réglable.

L'écran d'affichage est à cristaux liquides et le panneau d'opération peut indiquer des informations telles que:

- ❖ la température d'ensemble
- ❖ la température de peau de l'abdomen du bébé ou de l'enfant en bas âge
- ❖ la température des membres
- ❖ la température de la surface du lit
- ❖ la période de traitement de l'ictère
- ❖ le temps de travail du dispositif
- ❖ la puissance de chauffage
- ❖ les différentes alarmes

Leader de la distribution du matériel médical

SOCIMED



10 Avenue du colonel Rol Tanguy
Z.A.C. du Bois Moussay
93240 Stains, France

Tel: 0033(0)149988672 Fax: 0033(0)155931257 socimed@socimed.com

Table de réanimation, Modèle HKN-2001

SOCI
MED

CE



ISO
9001



ISO
13485

L'inclinaison du lit est ajustable électriquement, et peut stocker comme information la variation de la température de peau et de la température du lit. Il est équipé d'un système lumineux qui permet la projection et l'observation de la lumière molle de nuit.

CONFIGURATION STANDARD:

Boîte radiante contenant:
2 lampes de chauffage
2 lampes d'observation
2 lampes phytothérapeutiques
Contrôleur de température
Sonde de température de peau (1,2)
Lit infantile (avec glaces organiques)
Matelas colloïdal de chauffage
Étagère, plateau, tiroir et stand élévateur.

Caractéristiques :

- **Deux types de mode de contrôle :** mode manuel et mode bébé assisté par micro-ordinateur
- L'écran d'affichage LCD a une fonction de stockage/conservation et de consultation des informations
- L'angle à l'horizon du module de chauffage peut-être ajusté
- Signalisation de panne par alarme
- L'angle d'inclinaison du bassinnet peut-être ajusté et ses panneaux en verre peuvent être entrouverts.
- Le matelas en silicone peut-être chauffé et dispose d'une fonction de contrôle
- La taille de l'appareil est ajustable
- Unité de photothérapie
- Chronomètre APGAR

Leader de la distribution du matériel médical

SOCIMED



10 Avenue du colonel Rol Tanguy
Z.A.C. du Bois Moussay
93240 Stains, France

Tel: 0033(0)149988672 Fax: 0033(0)155931257 socimed@socimed.com

Table de réanimation, Modèle HKN-2001

SOCI
MED

CE



ISO
9001



ISO
13485

- Chronomètre APGAR :
L'alarme sonnera lorsque la machine indique : 50'', ~1, 4, 50, ~50, 9, 50, ~10
- Alarmes : alarme indicatrice de surchauffage, alarme indicatrice de déviation, alarme indiquant une panne de capteur, alarme indicatrice de panne d'électricité, etc.

Température environnementale :

- Température de fonctionnement : 18°C~30°C
- Mouvement de l'air ambiant : ≤ 0.3 m/s

Conditionnement :

- Chaque appareil est emballé individuellement
- Taille : 150cm x 81mm x 147cm

Poids brut : 250kg

Leader de la distribution du matériel médical

SOCIMED



10 Avenue du colonel Rol Tanguy
Z.A.C. du Bois Moussay
93240 Stains, France

Tel: 0033(0)149988672 Fax: 0033(0)155931257 socimed@socimed.com

Table de réanimation, Modèle HKN-2001

SOCI
MED

CE



Leader de la distribution du matériel médical



SOCIMED

10 Avenue du colonel Rol Tanguy
Z.A.C. du Bois Moussay
93240 Stains, France

Tel: 0033(0)149988672 Fax: 0033(0)155931257 socimed@socimed.com