

Moniteur défibrillateur DEFIGARD Touch 7

Réf : SOC- 062010



Le moniteur Défibrillateur Defigard Touch 7 regroupe les fonctions de défibrillation et de monitoring dans un seul et même appareil compact et léger. Il est le premier défibrillateur/moniteur d'urgence doté d'un écran tactile ce qui en fait l'appareil le plus intuitif du marché. Il est également équipé de solutions de transmission de données ultra modernes.

Caractéristiques Techniques

- ECG, 6 à 12 dérivations
- ECG diagnostique avec interprétation ETM
- Mesure non-invasive de la tension artérielle
- SpO2 MASIMO Rainbow® (SpCO, SpMet, PI), avec pléthysmogramme
- EtCO2 (flux principal ou flux latéral)
- Mesure invasive de la tension artérielle
- Imprimante Bluetooth
- ePCR ready
- Température
- DSA
- Défibrillation manuelle (sync/async)
- Stimulateur transcutané
- Aide au massage cardiaque
- Métronome
- Transmission des données par réseau cellulaire ou wi-fi