

Chariot de dissimulation de corps électrique, hauteur variable

Ref: SOC-CHAR200



Le chariot de dissimulation de corps est l'élément indispensable pour transférer les défunts depuis le lieu de décès jusqu'à la morgue. Son faible empattement et ses roues pivotantes le rendent très maniable même dans les endroits les plus difficiles (ascenseurs, couloirs,).

Réglable en hauteur, il permet le transfert des défunts du lit au chariot, puis au chariot de soins ou élévateur.

Il permettra une charge maximum de 230 Kg.

Il dispose d'une batterie haute capacité permettant une centaine de montées / descentes pour chaque recharge de batterie.

Le chariot est équipé de 4 roues à bandages souples diamètre 200 mm dont 2 avec freins.

2 sangles à attaches rapides permettent le maintien du corps pendant le transport.

La bâche en forme de U ouvert est mise en place par une seule personne. La fermeture est obtenue par 2

bandes Velcro sur la hauteur.

Dissimulation complète du défunt.

Rangement spécialement prévu sous le chariot pour la bâche et les arceaux.

Dimensions plateau : Largeur 60 cm Longueur 190 cm + 7,5 cm de poignée de manipulation
soit 197.5 cm en tout.

Dimensions chariot : Longueur hors tout position basse : 214 cm (incluant la batterie).

Hauteur minimum sans bache : 67 cm / avec bache : 113 cm

Hauteur maximum sans bache : 93,5 cm / avec bache : 139 cm