

**Armoire réfrigérée médical (Réfrigérateur) Fiocchi, modèle
MEDIKA 140 (+2~+15) ECT-F TOUCH**

Réf : SOC-140215



**Armoire réfrigérée médical (Réfrigérateur) Fiocchi, modèle
MEDIKA 140 (+2~+15) ECT-F TOUCH**

Armoire réfrigérée médicale (Réfrigérateur) Fiocchetti, modèle MEDIKA 140 (+2~+15) ECT-F TOUCH

Description de l'Armoire réfrigérée médicale (Réfrigérateur) Fiocchetti, modèle MEDIKA 140 (+2~+15) ECT-F TOUCH

- Applications : de pharmacie
- Configuration : de type armoire
- Nombre de portes : 1 porte
- Type de porte : avec porte en verre
- Niveau de protection : anticorrosion
- Mode de dégivrage : à dégivrage automatique
- Alimentation : électrique
- Autres caractéristiques en : inox
- Capacité : 128 l (33,8 gal)
- Plage de température : Min: 2 °C (35,6 °F)
- Max : 15 °C (59 °F)
- Hauteur : 94 cm (37 in)
- Largeur : 52 cm (20,5 in)
- Profondeur : 64 cm (25 in)

Caractéristiques de l'Armoire réfrigérée médicale (Réfrigérateur) Fiocchetti, modèle

MEDIKA 140 (+2~+15) ECT-F TOUCH

- Plage de température +2 / +15 °C Capacité 128 lt (4,53 cu ft)
- Dimensions extérieures (L x P x H) cm 52 x 63,5 x 94
- Structure et isolation Acier pré-enduit aseptisé avec activité bactériostatique, couleur blanche à l'intérieur et à l'extérieur (matériau anti-corrosion), ou acier inoxydable 18/10 AISI 304 à l'intérieur et acier pré-enduit aseptisé couleur blanche à l'extérieur ;
- Isolation en polyuréthane épaisseur 40 mm
- Pieds n.4 pieds stabilisateurs
- Porte n.1 porte vitrée avec triple vitrage
- Lumière type Led avec luminosité réglable
- Aménagement intérieur suggéré nr.2 étagères
- Contrôleur ECT-F TOUCH
- Alarmes acoustiques et visuelles pour les écarts de température et les pannes, avec enregistrement automatique
- Thermostat de sécurité
- Enregistrement des données et des événements 10 ans sur carte SD ; dernière année sur mémoire Flash
- Graphique de température Un graphique en temps réel personnalisable toujours visible depuis la page d'accueil.
- Connectivité Port USB-SD-SIM avec accès frontal ; Contact sec ; Ports série RS485 et RJ45
- Type de réfrigération Air forcé, ventilé
- Dégivrage Automatique avec évaporation automatique de l'eau de condensation

Données techniques

Détails

- Conforme aux normes 2006/42/CE, 2014/30/CE, 2014/35/CE, 2011/65/CE (RoHS), 2012/19/CE (RAEE) et aux modifications suivantes
- Emballage Carton fort sur palette en bois

Accessoires

- Serrure électrique numérique à clé
- Porte aveugle
- Rouleaux
- Roulettes avec freins
- Étagère supplémentaire
- Tiroir en aluminium extractible avec cloisons de séparation
- Façade en plexiglas pour les tiroirs
- Batteries de secours
- Bornier externe pour RS485/Ethernet/Contact sec
- Moniteur numérique tactile Dmlp
- Conformité à la norme DIN 58345
- Prise interne
- Port de câble mm 35 avec capuchon
- Port de câble mm 15
- Capteur d'humidité
- Sonde PT100 (contacts libres)
- Stabilisateur de tension
- Module convertisseur 4-20mA