

**Centrifugeuse de paillasse 16000 tr/min, affichage LCD, modèle
NEYA12**

Réf : SOC-848002



**Centrifugeuse de paillasse 16000 tr/min, affichage LCD, modèle
NEYA12**

Centrifugeuse de paillasse 16000 tr/min, affichage LCD, modèle NEYA12

Description de la Centrifugeuse de paillasse 16000 tr/min, affichage LCD, modèle NEYA12

Les centrifugeuses de paillasse sont conçues pour répondre aux besoins quotidiens. La performance et la capacité des centrifugeuses sont idéales pour la séparation des échantillons de sang, les particules de sédiments urinaires et les autres applications habituelles dans les laboratoires de taille petite ou moyenne.

Dérivé du mot hindi « NAYA » qui signifie « nouveau », « nouveauté », « innovation », « NEYA » est le nom donné à la nouvelle génération de centrifugeuses de paillasses récemment développées.

Il constitue une combinaison pour développer et présenter toute la gamme parfaite de centrifugeuses "NEYA" avec des performances et des caractéristiques adaptées à tous les besoins fonctionnels des laboratoires modernes.

Centrifugeuse de paillasse, (vitesse max. 16000tr/min) affichage LCD de la vitesse et du temps, détecteur de déséquilibre, frein dynamique, confinement du couvercle de sécurité, 10 profils d'accélération/décélération, 10 programmes et identification du rotor est :

(Fournie sans rotors ni accessoires).



Caractéristiques spécifiques de la Centrifugeuse de paillasse 16000 tr/min, affichage LCD, modèle NEYA12

- **Contrôlé par microprocesseur et écran LCD couleur ; éclairage rétro avec visualisation contemporaine de tous les paramètres**
- **Réglage numérique des niveaux d'accélération et de décélération**
- **Cuve interne en acier inoxydable avec hauteur optimale pour le chargement et déchargement des échantillons**
- **Système de détection de déséquilibre avec arrêt automatique du fonctionnement pour éviter les accidents**
- **Système de verrouillage automatique du couvercle**
- **Ouverture de sécurité du couvercle en cas d'absence d'alimentation électrique**
- **Moteur sans balais ; sans entretien ; et sans dépôt de carbone**
- **Construction conforme aux directives européennes**



Spécification technique de la Centrifugeuse de paillasse 1 6000 tr/min, affichage LCD,
modèle NEYA12

- **Nom/Numéro du modèle :** Neya 12
- **Vitesse :** 16000 tr/min
- **Niveau de bruit :** Faible
- **Quantité minimum d'achat :** 1
- **Dimensions (LxPxH) (mm) :** 450 x 590 x 330 mm
- **Poids :** 40 kg
- **Minuteur :** 00:30 à 99:50 (mm:ss) et mode continu
- **Programmes :** 10 programmes avec fonction de protection

