

Fauteuil de Prélèvement Infirmier

Réf: SOC- DI60211



Idéal pour un laboratoire d'analyse, le fauteuil médical de prélèvement sanguin vous procure toute la satisfaction d'un matériel adapté à vos besoins. L'inclinaison du dossier et du coussin de pieds favorise la détente du patient, quel que soit le modèle choisi (Hauteur fixe / variable ; électrique / hydraulique). Le coussin de pieds est disponible en version manuelle (indépendant du dossier) ou en version électrique (combiné au dossier).

Capacité jusqu'à 200Kg, hauteur fixe (50cm) ou variable (selon modèle, de 57cm à 77cm pour l'électrique, ou de 52cm à 80cm pour l'hydraulique), mouvement doux, sellerie confort 80mm, plateau à instruments en accessoire,... ce fauteuil médical est 100% dédié au prélèvement sanguin. Il offre aussi la possibilité d'y ajouter une paire d'appui-jambes ou d'étriers pour des examens gynécologiques. Configurer dès maintenant le fauteuil qui vous correspond et choisissez parmi plus de 18 coloris.

Caractéristiques Standards Du Fauteuil De Prélèvement

- Hauteur fixe ou variable (hydraulique ou électrique)
- Dossier réglable par vérin à gaz
- Rotation 360° (version hydraulique)
- Porte-rouleau côté pieds
- 2 appuis-bras sur rotule
- Sellerie avec revêtement anti-feu M1
- Revêtement époxy polyester gris nuage
- Mousses de 80mm d'épaisseur
- Inclinaison du dossier et du jambier
- Coussin de pied combiné ou indépendant
- Mouvements électriques doux (version électrique).
- Possibilité d'adapter des housses pour appui bras
- Structure facile à nettoyer

- Revêtement avec protection antibactérienne.
- Capacité jusqu'à 200kg (sauf versions électriques : 135kg / nous consulter pour capacité supérieure).
- Sellerie non feu M1.
- Positions décline et allongée.
- Coussin de pied rabattable.
- Hauteur variable 57 à 77cm (hydraulique) et 52 à 80cm (électrique).