

## **Distillateur d'eau en verre modèle BASIC PH4**

**Ref : SOC-PDG001**



Le **distillateur en verre BASIC PH4** est spécialement conçu pour la distillation en continu et en toute confiance. Il est facile à utiliser, il fonctionne en toute sécurité: il est muni d'un thermostat de sécurité.

Production de 4 litres par heure grâce à une résistance en cuivre revêtu de Nickel/Chrome d'une puissance de 3KW. Le bouilleur horizontal est réalisé en verre borosilicaté de haute qualité.

L'appareil est certifié et marqué CE

### **Caractéristiques du distillateur en verre BASIC PH4**

Conductivité (Eau courant) 3.0-4.0  $\mu\text{S}/\text{cm}$

Conductivité (Eau traitée) 1.5-2.0  $\mu\text{S}/\text{cm}$

PH : 5.5-6.0

Débit : 4l/h

Puissance : 3000 W

Alimentation : 220V, AC 50-60 Hz

Dimensions 50 x 15 x 45 cm

Poids : 11 kg

### **Accessoires**

Bouilleur en verre

Réfrigérant en verre

Kit de tuyaux avec connecteurs rouges

Kit de joints + vis + 2 attaches bouilleur

Support métal

2 attaches pour bouilleur.