

Lit manuel médical à cinq fonctions, Modèle S-3

Ref : SOC-PK-1518



Le lit manuel médicalisé à cinq fonctions, Modèle S-3 est un lit certifié CE avec une très longue durée de vie.

Paramètres techniques:

- Taille externe (Lxlxh): 2110*980*(475-725) mm
- Plate-forme de matelas : 1925x900mm
- Charge de travail sûre : 250 kg
- Réglage du dossier : 0-70° (±10°)
- Réglage du repose-genoux : 0-25 ° (±10 °)
- Trendelenburg inversé : 0-12°
- Trendelenbourg : 0-12°
- Barrières latérales rabattables sur toute la longueur hauteur 37cm
- Monté sur 4 roulettes en caoutchouc dia.125mm avec rotation à 360 degrés, toutes avec freins

Configuration standard:

1. Rails latéraux : rails latéraux en alliage d'aluminium et en acier inoxydable
2. Plate-forme de matelas : plate-forme en acier enduit d'époxyde
3. - Panneaux de tête et de pied amovibles en PEHD
4. Verrous de planches H/F : les verrous de planche de lit empêchent le retrait accidentel des planches de lit lors de la direction ou de la manipulation du lit.
5. Avec trois manivelles manuelles pour régler cinq positions