

Congélateur -(40 à 86°C) 338L; modèle BDF-86V338

Réf : SOC-865338



Congélateur -(40 à 86°C) 338L; modèle BDF-86V338

Congélateur -(40 à 86°C) 338L; modèle BDF-86V338

Description du Congélateur -(40 à 86°C) 338L; modèle BDF-86V338

Ces produits sont appliqués aux endroits nécessitant un stockage à température constante, tels que les hôpitaux, les stations de prévention des épidémies, les banques de sang, les instituts de recherche scientifique, les collèges et les universités, les pharmacies biologiques, le génie génétique, les entrepreneurs, etc.

- **Modèle** : BDF-86V338
- **Taille externe (L*P*H) mm** : 880*980*1940
- **Taille interne(L*P*H) mm** : 488*607*1140
- **Conicité** : Verticale
- **Temp. Gamme** : -40°C~-86°C
- **Temp. Précision** : 0.1°C
- **Conicité** : Verticale
- **Capacité** : 338L
- **Système de contrôle** : Contrôle par microprocesseur, écran tactile LCD
- **Alarme sonore et visuelle** :
- Haute et basse température,
- Défaillance du capteur,
- Porte entrouverte,
- Panne de courant,
- Tension anormale,
- Température ambiante anormale
- Basse tension,
- Blocage du filtre
- **Type de réfrigération** : Système de réfrigération en cascade automatique optimisé

- **Réfrigérant** : R290 et R170
- **Compresseur** : 2 ensembles
- **Condenseur et évaporateur** : En cuivre
- **Construction** :
- **Structure** : (Couche de mousse ultra-épaisse de 100 mm)
- **Matériel Interne** : art 304
- **Matériel externe** : Tôle d'acier pulvérisée
- **Roulette de porte** : Porte verrouillable 4 roulettes
- **Chambre** : 2
- **Etagère de porte intérieure** : 3 pièces
- **Temp. Prise d'essai** : 1, \varnothing 25mm
- **Consommation** : 870W
- **Source de courant** : AC110V/220V \pm 10%, 50/60Hz
- **Accessoire standard** : Batterie de secours de 72 heures pour alarme de panne de courant, port USB
- **Max. Racks de stockage en option** : 12*LD4x4
- **Max. Boîtes en option** : 192
- **Taille du colis (L*P*H)mm** : 940*1070*2130
- **Poids brut** : 305kg