

Chariot De Stockage Mobile 3 Civieres

Réf : SOC-YS-R3



Les chariots de stockage pour civières permettent d'accueillir jusqu'à 3 civières standard. Ces chariots sont pour le stockage d'un grand nombre de corps dans des pièces de grande capacité transformée en chambre froide pour la conservation des défunts en froid positif ou en froid négatif.

Contrairement aux unités de stockage conventionnelles, la série YS-R permet une plus grande capacité de stockage sans augmenter l'espace grâce à leur taille compacte.

Conçue pour les conteneurs de crémation, l'unité acceptera les civières en acier inoxydable, une planche de stockage, une planche de transfert, des conteneurs de crémation standard. Le chariot peut être facilement chargée et déchargée par une seule personne.

Ensembles de refroidissement : Cinq ensembles de rouleaux montés dans chaque baie facilitent le chargement et le déchargement du plateau de cadavre ou du conteneur de crémation.

Roulettes : Quatre roulettes sont fournies, capables de pivoter pour la mobilité et de freiner les roues pour un positionnement sûr pendant le chargement et le déchargement. Pour un positionnement sûr pendant le chargement et le déchargement.

Spécifications techniques

- Dimensions :

Largeur 80cm x Longueur 250cm x Table

Hauteur de la table 85 cm

- Charge maximale 150 kg
- Matériau : Acier inoxydable 304
- Nombre d'étagères : 3