

Chariot médical LS-700C



DESCRIPTION

- Matériau ABS, matériau écologique et facile à nettoyer.
- Dimension totale : 760mm (L) * 580mm (D) * 1000mm (H)
- Le chariot se compose de 6 couches de petits tiroirs et de 3 couches de grands tiroirs ; fournissant diverses boîtes à médicaments pour différentes utilisations de stockage.
- La serrure à contrôle central assure la sécurité des médicaments à l'intérieur.
- 2 planches coulissantes, peuvent être facilement tirées et rentrées. 1 poubelle est incluse.
- 4 roulettes universelles, $\Phi 100\text{mm}$, 2 avec frein, 2 sans frein
- Poids net : 54kg