

## PHOTOMETRE (COLORIMETRE) HI 97719 DURETE DE L'EAU

### SOC-HI97719



### Description du Photomètre (colorimètre) HI 97719 dureté de l'eau

HI97719 est livré avec 2 cuvettes de mesure, bouchons plastique et capuchons et piles.

Les réactifs sont à commander séparément.

#### Les points forts

- Système optique avancé avec source lumineuse DEL de forte intensité lumineuse et faible production de chaleur et filtre à bande passante étroite, garantissant des mesures exactes et d'une excellente reproductibilité
- Fonction CAL CHECK pour vérifier l'exactitude de mesure et étalonner l'instrument avec des solutions étalons certifiées pour des résultats sûrs
- Exactitude de mesure remarquable pour des instruments de cette catégorie
- Fonction BPL (Bonnes Pratiques de Laboratoire) avec mémorisation des données d'étalonnage
- Grand écran mult niveau avec éclairage, touches virtuelles multifonctions et touche aide contextuelle pour une utilisation intuitive et fluide, exempte d'erreur
- Boîtier robuste IP 67, flotte sur l'eau en cas de chute accidentelle

- Mémorisation de 50 mesures pour un rappel à l'écran
- Conformité USEPA
- Mesures très simples à réaliser
- Ergonomie idéale et excellente maniabilité
- Coût par test très compétitif