

## **AGITATEUR MAGNETIQUE CHAUFFANT A 3 POSTES, SB162-3**

### **SOC-SB162-3**



### **Description de l'Agitateur magnétique chauffant à 3 Postes, SB162-3**

L'agitateur magnétique chauffant SB162-3 accueille aisément 3 béchers de 20 litres. Il est spécialement conçu pour les applications de contrôle qualité nécessitant le chauffage simultané de plusieurs échantillons ainsi que leur agitation dans des conditions identiques. La plaque supérieure robuste en alliage aluminium/silicium garantit une répartition très homogène de la température.

Trois positions d'agitation/chauffage contrôlées indépendamment

Voyant d'alarme de température individuel pour chaque plaque qui s'allume lorsque la température de la plaque dépasse 50 °C, même lorsque l'appareil est éteint

Aimants puissants pour couplage magnétique élevé

Protection antimicrobienne BioCote®

Certifications: Classe de protection IP selon DIN EN 60529: IP 21

Fournis avec barreaux magnétiques 3×25 mm recouverts de PTFE.

Nombre de positions d'agitation: 3

**Caractéristiques techniques:**

- Capacité de mélange max. : H<sub>2</sub>O (l) 15 à chaque position
- Gamme de vitesse (min-1) : 100 - 1500
- Gamme de température (°C) : Ambiante...+325
- Puissance d'entrée/sortie (W) : 2250
- Plaque, Lxl (mm) : 160×160
- Surface chauffante (mm) : 160×160
- L×P×H (mm) : 600×270×110
- Poids (kg) : 11
- Puissance de chauffage (W) : 3×700