

DISTILLATEUR ELECTRIQUE 20 LITRES PAR HEURE MODELE DZ20Z

SOC-DZ20Z



Description du Distillateur électrique 20Litres par Heure modèle DZ20Z

Distillateur Electrique 20 Litres par Heure modèle DZ20Z

Description de Produit: Distillateur de l'eau de chauffage électrique

Fonctionnalités :

- * Le Matériel en acier inoxydable, d'adopter l'estampage et de la technologie de soudage.
- * La corrosion et de résistance au vieillissement, facile utilisé, sûr et durable.

Paramètres techniques :

Modèle	DZ20Z
Sortie de l'eau	≥20 L/H
La consommation	15 KW
L'alimentation	380V/50Hz
La taille de l'extérieur (D.*H) mm	405*677mm
Taille du paquet (W*D*H)	540*390*740mm
Poids brut	11,5 kg