

Station de macroscopie pathologique, Modèle YS-AS11

Réf : SOC-YS-AS011304



Elle est spécialement conçue pour répondre aux exigences de construction de la salle d'autopsie de démonstration de premier niveau et convient aux salles d'autopsie médico-légale de la sécurité publique, aux salles d'autopsie animale, aux salles de pathologie des hôpitaux et à d'autres unités.

Fabriquée en acier inoxydable 304 de haute qualité, découpé au laser numérique, produit avec précision, résistant à l'acide et à l'alcali, la forme générale est luxueuse et élégante, simple et durable.

Elle dispose d'un ventilateur d'extraction intégré pouvant être raccordé au conduit de ventilation de la pièce. Les robinets actionnés au pied contrôlent l'eau chaude et l'eau froide.

Elle est équipée de :

- luminaires LED montés sur le dessus.
- Porte-mouchoirs en acier inoxydable.
- Porte-instruments magnétique.
- Peut être équipé d'un écran d'affichage et de claviers (l'ordinateur de détection doit être fourni par l'utilisateur).

