

## **Table d'autopsie, Modèle YS-AT102**

Réf : SOC- YS-AT102304



La table d'autopsie à roulettes YS-AT102 peut être utilisée avec n'importe quel lavabo mural.

Glissant sur des roulettes en nylon anticorrosion, la table d'autopsie s'enroule facilement sur le cadre du chariot. La table d'autopsie YS-AT102 est également conçue avec une pente intégrée. Elle est dotée de roues de blocage robustes et non corrosives, recouvertes de poudre.

Tubes en acier inoxydable de tous calibres. Toutes les soudures sont continues avec un rayon de soudure approximatif.

Ensemble de roues en polypropylène. Chaque roue est équipée d'une douille et d'une rondelle en olilite.

Les roues sont munies de bagues et de rondelles en olilite, ce qui permet de charger et de décharger le plateau presque sans effort.

### **Spécifications Techniques de la Table d'Autopsie**

Charge maximale : 150 kg

Dimensions : Largeur 68 cm x Longueur 203 cm x Hauteur 89 cm

Matériau : Acier inoxydable 304

Le plateau du corps est amovible