

THERMOMETRE MURAL INFRAROUGE

SOC-S236125



Description du Thermomètre mural infrarouge

Le thermomètre mural infrarouge est idéal pour la mesure de température sans contact.

Spécifications techniques:

Matériau : acrylonitrile butadiène styrène (ABS).

Dimensions : 170 x 115 x 140 mm.

Précision : $\pm 0,2$ C.

Temps de réponse : 0,5 seconde.

Mode d'alarme : alarme automatique anormale, flash + beep.

Interface de transmission : USB

Distance de mesure: 5 cm-10cm (mesure automatique)

Tension d'entrée : USB DC 4,2-5 V.

Autonomie en veille : plus d'une semaine.

Méthode d'installation : suspension, ruban adhésif double face, angle de fixation.

Température de fonctionnement : 10 °C ~ 40 °C (recommandé 15 °C ~ 35 °C).

Plage de mesure : 0 ~ 50 °C.

Mode veille : pas de temps de travail 5s veille, cycle dynamique Red Dot.

Affichage : affichage numérique.

Contenu de la livraison :

1 thermomètre infrarouge.

1 manuel d'utilisation (français non garanti).

50 protections orales.

- Dimensions du produit (L x l x h) : 205 x 150 x 177 cm; 480 grammes