

Fauteuil de Repos inclinable avec roues

Ref : SOC-221150



Ce fauteuil avec roues est utilisé pour la mobilité et le repos ou relaxation du patient

Il est doté de 3 parties avec inclinaison séparée du dossier et repose jambes, accoudoirs multi-positions et réglable en hauteur.

Matière : Sellerie tendue grand confort imperméable, anti-glisse et facilement lavable, dossier avec soutien lombaire.

Caractéristiques du Fauteuil de repos inclinable avec roues

- Dossier inclinable de 100° à 162°.
- Dossier et repose jambes: inclinaison simultanée à l'aide d'un levier latéral.
- Dossier et assise imperméables.
- Chassis en acier époxy recouvert d'une coque ABS avec agent antibactérien (Interpon 700AB), coloris gris.
- Dossier et repose jambes en ABS thermoformé.

- Sellerie rembourrée 30 kg/m², ignifuge (classe M1).
- Facilement lavable à l'eau savonneuse ou avec désinfectant.
- Accoudoirs en polyuréthane basculants, réglable sur 6 positions.
- Bouton de retour automatique en position assise.
- Poignée au dos du fauteuil.
- Poids supporté : 120kg.
- Coloris au choix. (Rouge, bleu, noir, gris, blanc, vert)
- Free : Fauteuil de repos mobile avec 4 roues dont 2 avec freins.
- Dimensions : 74x90x127 cm.
- Largeur d'assise : 51 cm.
- Hauteur du dossier : 73 cm.
- Poids : 32 kg.
- Roues : Ø125 mm.

Ce fauteuil est Livré complet avec accoudoirs en polyuréthane, roues freinées (pour les modèles mobile).

En option : Repose pied, pied à sérum double crochets, support pied à sérum, support poche à urine, tablette repas en polycarbonate avec revêtement stratifié anti-glisse et anti-rayures, appui-tête rembourré, disponible sur demande.