

Générateur électrique d'électrophorèse modèle Power Pro

Ref: SOC-PRO300



Description

Le PowerPro 300 est un générateur multifonction polyvalent adapté à une large gamme d'applications en électrophorèse.

À 300V, 700mA et 150W, le PowerPro 300 a presque le double du courant et de la puissance de l'unité équivalente du marché. Il est parfaitement adapté pour une utilisation avec la gamme multiSUB (systèmes d'électrophorèse horizontale) et omniPAGE (systèmes d'électrophorèse verticale).

Spécifications techniques du Générateur électrique d'électrophorèse modèle Power Pro

Dimensions de l'unité (cm): 21,5 x 33,5 x 10,4

Poids (kg): 2,1

Construction: plaque frontale en ABS ignifuge

Minuterie: 1 ~ 999 minutes

Résolution: 1V, 1mA

Tension d'entrée: 100-240V; 47-60Hz, 200W

Température de fonctionnement: 4 °C ~ 40

Environnement d'exploitation: ≤95% HR

Affichage: 2.4 "TFT

Contrôleur: microprocesseur

Caractéristiques de sécurité: fiches et prises enveloppées

Marques de conformité: CE, ETL

Tension maximale (V): 300

Courant maximal (mA): 700

Puissance maximale (W): 150

Nombre de paires de sortie: 5

Modes de fonctionnement: Paramètre constant, Programmable en 6 étapes: Réglages préprogrammés

Diamètre de sortie (mm): 4

Pas de détection de charge: oui

Détection de surcharge: Oui

Détection de fuite au sol: Oui

Protection contre la surchauffe: oui