

**Insufflateur manuel, adulte, réutilisable masque à bourrelet pré-
gonflé, en silicone**

Réf : SOC-256643



**Insufflateur manuel, adulte, réutilisable masque
à bourrelet pré-gonflé, en silicone**

Insufflateur manuel, adulte, réutilisable masque à bourrelet pré-gonflé, en silicone

Insufflateur manuel, adulte, réutilisable masque à bourrelet pré-gonflé, en silicone est conçu pour la ventilation manuelle des patients en arrêt respiratoire.

Fabrique en silicone pur et résistant, l'insufflateur manuel sans latex avec ballon réservoir d'oxygène, est équipé d'une valve de surpression pour réduire le risque d'une insufflation excessive des poumons.

Monopatient, il permet de réduire tous les risques de contamination croisée.

Insufflateur manuel, adulte, réutilisable masque à bourrelet pré-gonflé, en silicone est livré complet avec :

Un masque, une valve de limitation de pression, une poche de réanimation, une valve d'admission, une tubulure à oxygène et une poche de réservoir.

L'ensemble est facile à démonter et remonter. Toutes les pièces sont autoclavables à 121°C (y compris le masque).

- **Ballon à oxygène en silicone.**
- **Non stérile**
- **100% sans latex**
- **Les phtalates sont conformes à la réglementation européenne.**
- **Dispositif médical autoclavable à 121°C.**

Modèle adulte (pour adultes pesant + de 33kg) :

- **Volume systolique : 800 ml.**
- **Volume du ballon réanimateur : 1630 ml.**
- **Volume du réservoir de poche O2 : 2000 ml.**
- **Dimensions : Longueur 325 x Ø 132 mm.**
- **Poids total : 600g.**
- **Raccord patient : Ø 22 /15 mm (ISO).**
- **Masque à bourrelet gonflable Adulte.**

Constituants :

- 1 Masque.
- 1 Valve patient (valve de limitation de pression).
- 1 Ballon réanimateur à oxygène.
- 1 Soupape d'admission.
- 1 Tubulure à oxygène.
- 1 Poche réservoir à oxygène.
- 1 Boîte de rangement.

