

Pousse-seringues multivoie modèle PRO-SP300

Réf : SOC-300554



Pousse-seringues multivoie modèle PRO-SP300

Un pousse - seringue est une petite pompe à perfusion, utilisée pour administrer de faibles quantités de fluide (avec ou sans médicament) à un patient.

Caractéristiques du Pousse-seringues multivoie modèle PRO-SP300

Nombre de canaux : à canaux multiples ou multivoie

Volume de la seringue :

Min. : 5 ml (0.16907 US fl oz)

Max. : 60 ml (2,028841 onces liquides américaines)

- 1) Grand écran LCD haut de gamme dans un design compact ;
- 2) Boutons de couleur distincts + menu à un bouton pour une utilisation simple ;
- 3) Jusqu'à 4 modes de travail : Taux / Temps / Séquentiel / Dose ;
- 4) Prend en charge la fonction bolus automatique/manuel et KVO ;
- 5) Pince rotative innovante à 360°, adaptée à une installation à différents angles ;
- 6) Conception librement empilable, pompes à seringue à 8 canaux maximum ;
- 7) Facultatif : bibliothèque de médicaments / sortie de données d'injection / support de perfusion, etc.

Caractéristiques techniques

Dimension : 240*150*117(mm)

Carton : 330*290*220(mm)

Poids brut : 3kg

