

Lit électrique à deux fonctions, Modèle DA-11

Ref: SOC-PK-1512



Avec moteur T-motion de Taiwan et batterie

Rails latéraux pliables en alliage d'aluminium avec pince à design unique résistant fabriqué en aluminium et à l'acier au carbone, léger et fiable, facile à nettoyer ;

La plateforme du lit est totalement formé de tôles d'acier laminé à froid, stable et fiable ;

Le sommier soudé par profil d'acier est stable et fiable ;

Deux fonctions, qui peuvent être actionnés par moteur électrique, dont les détails sont les suivants : (1) Dossier : $0-70\pm 2^\circ$ (2) Repose genou : $0-35\pm 2^\circ$

Interrupteur de sécurité pour les têtes de lit et emplacement pour tige à sérum à chacun des coins.

*



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N