

Tensiomètre anéroïde Mano brassard, Modèle HS-20E

Réf. SOC-HS20E



Spécifications techniques :

- Plage de mesure : 0-300mmHg
- Précision : +/-3mmHg
- Sous-division : 2mmHg
- Nylon cuff 53*14cm



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N