

Ciseaux mousses (2 bouts mousse), droit, 14 cm

Réf: SOC-GEU-211314



Ces ciseaux médicaux sont utilisés lors des petits soins médicaux pour la découpe de pansements, bandages, compresses ... Leurs bouts arrondis permettent un contact des ciseaux avec la peau sans risque de coupure du patient.

Les ciseaux mousses droits sont en acier inoxydable. Ils sont disponibles en longueurs 11.5, 13, 14, 15, 16, 18 et 20 cm et ils existent également en version courbe.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration