

Oxymètre de pouls OXY-ONE NEO

Réf : SOC-OXY004



L'oxymètre de pouls Oxy-One Neo est un appareil médical, léger et portable destiné à des vérifications de saturation en oxygène de l'hémoglobine artérielle et la fréquence du pouls, en temps réel, des patients, adultes et enfants (de plus de 3 ans, ou dont l'épaisseur du doigt soit suffisante pour que l'appareil puisse le détecter).

NB: Il n'est pas destiné à une surveillance en continue.

La saturation est exprimée en pourcentage avec une moyenne de 98%, pour une personne normale et en bonne santé.

Caractéristiques de l'oxymètre Oxy-One Neo :

Ecran couleur OLED

Calcule trois paramètres : SpO₂ - Pulsations cardiaques - Indice de perfusion (PI),

Cinq modes d'affichage

Bouton marche/arrêt

Arrêt automatique.

Autonomie : environ 30 heures

Intervalle de mesure pulsations : 30 - 250 bpm

Intervalle de mesure SPO₂ : 35 - 100 %

Indicateur de piles faibles,



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Le kit comprend:

- 1 oxymètre
- 1 pochette
- 1 dragonne
- piles
- mode d'emploi bilingue Français / Anglais

Garantie : 2 ans



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration