

Guéridon 2 Plateaux Inox 750 x 500mm

Réf. SOC-741



- Guéridon 2 plateaux Inox 750 x 500 mm.
- Entièrement réalisés en acier inoxydable 18/10.
- Très belle finition poli brillant.
- Grande stabilité.
- Entretien aisé.
- Charge maximale : 60 kg répartis sur les plateaux 2 poignées de poussée, plateaux emboutis.
- Piétements : Tube diam. 25 mm, roues diam. 75 mm non tachantes.
- 2 VERSIONS : démontables ou soudés argon.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N