

OTOSCOPE USB LUXAMED AURIS LED 3.7V, noir

SOC- OUL31572



Description de l'otoscope USB LUXAMED AURIS LED 3.7V,noir

L'otoscope USB LUXAMED AURIS LED possède une technologie d'avant –garde et est fabriqué avec des matériaux de haute qualité.

Caractéristiques techniques :

- Eclairage à anneau de 06 LED concentriques sans fibre optique
- Durée de vie estimée des LED : 100 000 heures (environ)
- Intensité éclairage : environ 10 000 Lux
- Température de couleur : environ 4000 K
- Loupe rotative (3x) avec fonction de verrouillage
- Valve d'insufflation pour test pneumatique
- Batterie Li-ion 3.7V

Livré avec : Batterie Li-ion 3.7 V, 20 spéculums jetables (10 x 2.5 mm et 10 x 4.0 mm) et mode d'emploi