

Compresseur d'air médical C4500/MC340A

Ref: SOC-C4500



Compresseur d'air médical modèle C4500/MC340A

Air comprimé filtré et séché pour utilisation avec les patients sous respirateur

Sécurité : alarmes sonores et visuelles haute température et basse pression

Qualité : air sans huile selon EN 12021 ; faible bruit et débit élevé pour environnements hospitaliers exigeants

Fonction veille – en cas de panne de l'alimentation centrale en gaz, le compresseur démarrera et fournira de l'air comprimé

Opération facile : interface utilisateur claire ; voyants pour alarmes, alimentation et source d'air

Maintenance pratique : conception modulaire, consommables standard compteur d'heures de travail

Positionnement ergonomique sur le chariot du ventilateur

Caractéristique du Compresseur d'air médical C4500

- Débit de sortie continu : 4 L/min à 350 kpa/ 3,5 bar/ 50 psi
- Débit de pointe : 180 L/min
- Suppression du point de rosée : >5 (en dessous de la T° ambiante) à 350 kpa/ 3,5 bar/ 50 psi et 20l/min
- Bruit : environ 49 dB(A)
- Filtration de l'air à : 5µm
- Capacité du réservoir d'air : 2L
- Tension et fréquence nominales : 115VAC 60Hz ou 220V/240V AC 50Hz