

Moniteur multiparamètres modèle PM-12

Réf. SOC-PM00012



Moniteur multiparamètre modèle PM-12

Écran TFT couleur 12"

72 heures de tendances graphiques et tabulaires de tous les paramètres

1000 groupes de stockage et d'examen des données NIBP

Adapté pour les patients adultes, pédiatrique et néonatal

Paramètres standard: ECG, RESP, SpO2, NIBP, TEMP

Option: Ecran tactile, enregistreur, double IBP, EtCO2, système de moniteur central.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Caractéristiques techniques:

- Conception ergonomique, portable, pratique à utiliser
- Écran TFT de 12,1 po, configurable jusqu'à 8 formes d'onde, permet une visibilité maximale des données pour les paramètres les plus critiques
- La technologie numérique unique SPO2 peut fonctionner avec précision pendant le mouvement et une faible perfusion
- Interférences du défibrillateur anti-AC et électro-chirurgical haute fréquence
- Disposition d'écran riche, standard, grande police, graphique de tendance, OxyCRG, plomb complet ECG et autres
- Stockage de données solide: tendances de 720 heures, 10000 NIBP de groupe, 1024 événements d'alarmes
- Analyse ST, analyse d'arythmie, analyse de stimulateur cardiaque, analyse de drogue et calcul
- Alarme sonore et visuelle disponible, réglable
- Fonction de gestion des informations patients
- Fonction logicielle puissante pour prendre en charge l'utilisation dans NICU, ICU, OR, CCU ou chambre de patient normale
- Mise à niveau logicielle optionnelle basée sur USB
- Réseau filaire / sans fil avec système de surveillance central, jusqu'à 64 lits dans un groupe



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- Multi-langue, c'est-à-dire anglais, espagnol, turc.
- Batterie au lithium rechargeable de très longue durée jusqu'à 4 heures de temps de travail
- Convient aux patients adultes, pédiatriques et nouveau-nés

Configuration standard: ECG, NIBP, SPO2, TEMP, RESP, PR, batterie au lithium rechargeable

Configuration optionnelle:

- Double TEMP
- Double IBP
- ETCO2 (flux latéral)
- Enregistreur thermique
- Support mural
- Chariot



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration