

### Divan d'examen à hauteur variable électrique double mixte, 3 parties



#### INDICATIONS

Le divan d'examen Carina Ovalia à motorisation électrique est formé de 3 parties. Chacun des plans est composé d'une mousse de 6 cm d'épaisseur et est recouvert d'une sellerie non inflammable (traitement spécifique, catégorie « M1 »).

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Ovalia 3 parties
Marque	Carina
Discipline médicale	Spécialisé (gynécologie)
Piètement	Colonnes
Type de sellerie	3 plans
Réglage hauteur	Réglable par moteur électrique
Réglage dossier	Réglable par vérins à gaz
Nombre de moteurs	3
Déclive du dossier	Non
Déclive du divan	Oui

Capacité de charge	200 Kg
Accessoires inclus	Commande manuelle ou au pied (selon modèle) Porte rouleau (coté tête+sous l'assise relevable en dossier) Paire d'étriers inox Bac gynéco en inox Patins ou Roulettes (selon modèle)
Coloris piètement	Gris
Epaisseur mousse	5 cm
Densité	24 Kg / cm <sup>2</sup>
Largeur sellerie	70 cm ou 80 cm (selon modèle)
Garantie	5 ans
	Exclusions de garantie : sellerie (1 an)
Poids net	Approx. 95 Kg
Longueur divan	200 cm
Autre	Partie centrale réglable par moteur électrique Moteur pour inclinaison du divan

### ENTRETIEN QUOTIDIEN

- **Sellerie** : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvianos pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- **Piètement** : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive