

Civière barquette de sauvetage

Ref: SOC-507001



La civière type barquette est conçue pour les sauvetages extrêmes, le levage et le transport par hélicoptère.

Elle est recouverte d'une coque en polyéthylène anti-chocs, robuste et résistante permettant les interventions en hauteur ou en milieux aquatiques (mer, montagne, air...).

Elle dispose de renforts sur le fond de la barquette pour une glisse facilitée sur les terrains accidentés, corde en nylon sur le pourtour de la civière, repose-pieds réglable, matelas mousse facile à désinfecter.

La civière comporte des œillets en acier pour l'ancrage des sangles ou l'hélicitreuillage et douze poignées latérales permettent une prise parfaite lors des interventions.

Tous les matériaux utilisés ont des dimensions adaptées au travail et ils sont ignifuges. Ne libèrent aucune substance toxique ou polluante et sont protégés pour obtenir une haute résistance à l'usure et à la corrosion.

Caractéristiques techniques :

- Coque en polyéthylène anti-chocs.
- Corde en nylon.
- Harnais avec 4 sangles et 4 mousquetons.
- 3 ceintures de sécurité avec verrouillage/déverrouillage rapide.
- Matelas mousse.
- Repose-pieds avec réglage de la position.
- Poids supporté: 159 Kg maxi.

Dimensions : L 216 x l 63 x H 19 cm.

Poids: 18 kg.

Civière type barquette livré avec matelas, harnais, sangles, mousquetons, ceintures de maintien.

Garantie 2 ans.