

REPARTITEUR DE FLUX D'OXYGENE 5 VOIES

Ref : SOC-260123



Le répartiteur distribue avec précision l'oxygène par ses cinq voies de sortie en plusieurs flux, ce qui permet d'être utilisé par plusieurs personnes, jusqu'à cinq à un moment.

Le débit minimum d'oxygène pour une seule sortie d'oxygène peut être de 0,125 l / min.

Compatible avec le concentrateur d'oxygène 10 litres

Spécifications :

- * **Dimensions (LxlxH) cm :** 38,1 x 11,4 x 16,6 cm
- * **Poids :** 2,5 kg
- * **Température de fonctionnement :** 5 ° C à 40 ° C
- * **Température de stockage :** -1 ° C à 60 ° C
- * **Précision :** - / + 5%



9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106) 95520

OSNY France

Tel: +33 (0) 1 49 98 86 72 +33 (0) 9 53 34 19 38

Fax: +33 (0) 1 48 61 26 63

E-mail: socimed@socimed.com

* **Pression d'entrée** : 7PSI, 20PSI, 60PSI

* **Voies de sortie** : 5

SOCIMED SARL, 9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106) 95520 OSNY FRANCE,

Tel. +33149988672, +33953341938 fax. +33155931257

Web: <http://www.socimed.com> E-mail: socimed@socimed.com