

## NASOPHARYNGOSCOPE FLEXIBLE - sans câble

Code:	SOC-10978IMA
Catégorie:	Naso-fibroscope Allemand
Unité de Vente:	1 pc.
Commande Minimum:	1
Type:	Produit médical
Class:	I



**Descriptif:** VIDÉO-NASOPHARYNGOSCOPE FLEXIBLE sans câble

L'optique multi-lentilles de haute précision crée une image optimale. Les tuyaux d'insertion très fins sont exceptionnellement manoeuvrables et disposent d'un objectif à grand angle spécial, grâce auquel il est possible d'atteindre un contrôle précis et une profondeur de focalisation remarquable. L'excellente qualité des matériaux donne un éclairage excellent et homogène. La poignée présente une forme ergonomique et le tuyau d'insertion est très confortable pour le patient. Ce nasopharyngoscope est garanti pour durer des années sans problèmes.

- multi-objectifs grand angle pour une excellente qualité d'image
- utilisable d'une seule main
- convient pour le nettoyage mécanique et la désinfection

Livré dans une mallette rigide légère en aluminium avec testeur de fuite et mode d'emploi

**Spécifications Techniques:** Résolution: 18 000 pixels  
Ø de travail: 3,4 mm  
Direction of visée: 0°  
Poids: 230 g Champ de vision: 80°  
Longueur utile: 320 mm  
Déviation pointe: 130° en haut, 130° en bas  
Profondeur de mise au point: 1-50 mm  
Champ de vision: 80°

**Optional accessories:** Câbles en fibre optique sans adaptateur

---