

Naso-fibroscope flexible OP-30

Ref : SOC-270824



Le **naso-fibroscope ou endoscope flexible OP-30** offre d'excellentes caractéristiques optiques pour l'inspection en ORL des voies nasales, du pharynx et du larynx. Ce **nasopharyngoscope** a été conçu pour faciliter l'efficacité de l'examen et améliorer le confort du patient.

Parfait pour la vidéo-endoscopie, le **nasofibroscope OP-30** peut être adapté à tous les besoins des spécialistes ORL.

Le **nasofibroscope flexible OP-30** est caractérisé par ses particularités suivantes:

- Sa Résolution est de 18.000 pixels
- Règlement focal
- Dispose d'une Soupape test d'étanchéité
- Il est Plongeable dans un liquide désinfectant
- Son connecteur de lumière est de type Storz et ACMI (le type Wolf est en option)
- Levier de déflection accessible de 2 côtés (pour gauchers et droitiers)

Caractéristiques du fibro-naso-pharyngoscope OP-30

Diamètre total: 3,4 mm (0,1 in)

Longueur utile: 300 mm (11,8 in)

Angle de vision: 130 °

Direction de visée: 0 °

Diamètre de la partie souple : 3,2 mm

Profondeur focale : 2,5 – 50 mm

Angle de déflexion : 130° en haut / 130° en bas

Livré dans une mallette de protection

