

Aspirateur à bouche 20mm - flexible de 5mm

Ref: SOC-2051550



Description

Un aspirateur à bouche pour capturer les insectes insaisissables

Découvrez l'aspirateur à bouche, un aspirateur à insectes conçu pour capturer facilement les petits spécimens insaisissables.

Un aspirateur à insectes pour la capture de spécimens insaisissables

L'aspirateur à bouche peut s'avérer très utile pour la capture d'insectes. Cet aspirateur d'insecte est en effet particulièrement redoutable pour capturer de tous petits insectes se déplaçant rapidement. Ce type de spécimens est très difficile à attraper à la main ou à l'aide d'une pince.

Cet aspirateur d'insectes est composé de deux parties :

- Un corps en plexiglas.
- Un flexible en plastique souple de 60 cm de longueur.

Corps de 20 mm de diamètre (longueur 9.5 cm), flexible de 5 mm de diamètre.

L'aspirateur à bouche est entièrement démontable et lavable.

Un aspirateur à insectes pour capturer des insectes sans les mutiler

Cet aspirateur est conçu pour capturer les petits insectes vivants, sans les mutiler. Le principe est simple : il suffit de placer le tube transparent près de l'insecte et d'aspirer. Le spécimen rejoindra le flacon sans danger.

L'aspirateur à bouche, pratique pour la capture et le tri des drosophiles

L'aspirateur à bouche est également très pratique pour capturer et trier des drosophiles à sélectionner pour vos croisements. Surnommés « mouches du vinaigre », les drosophiles comptent environ 400 espèces réparties sur l'ensemble du globe.