

Urinal femme en polypropylène translucide

Ref: SOC-1620023



Urinal femme en polypropylène translucide

Cet urinal en polypropylène translucide permet de recueillir les urines des femmes ayant des problèmes d'incontinence ou des difficultés à se mouvoir (hospitalisation ...). L'urinal femme doit être nettoyé, après vidange, avec un détergent ou une solution n'attaquant pas le polypropylène.

- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène et chimique uniquement (pas à air chaud);
- Autoclavable (sauf le bouchon) à 121°C;
- Capacité 1 litre, gradué par 50 ml;
- Bouchon étanche en polyéthylène blanc.